


МРТ-Седлообразный фланец горячее цинкование

Применение


- Надёжный седлообразный фланец монтажа МРТ-несущих профилей Q100 или Q50 к стене, полу или потолку

Ваши преимущества

- Для быстрого рационального монтажа траверс из МРТ-несущих профилей
- Крепкая опорная плита для надёжного крепления к элементам конструкции
- Качественное горячее цинкование для применения как в помещениях, так и вне их
- Сварное исполнение (круговая сварка) профилированного опорного седла гарантирует высокую стабильность формы фланца



Для профиля Q100



Для профиля Q50

Несущая способность:

Для профилей	Макс. Рекомендуемая растягивающая нагрузка F_z [Н]	Момент затяжки T_{inst} [Нм]
Q100-2,5, Q100-3,5	15 000	65
Q50-2,5, Q50-3,5	12 500	

Для профиля	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Вес [кг/шт.]
Q100-2,5, Q100-3,5	131635	1	штука	5,550
Q50-2,5, Q50-3,5	131837			4,850